

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ (для всех размеров и вариантов исполнения)

САЛФЕТКИ МЕДИЦИНСКИЕ СТБ 2282–2012 «Салфетки медицинские. Общие технические условия»

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Салфетки медицинские предназначены для применения в учреждениях здравоохранения, при оказании медицинской помощи, при выполнении оперативных вмешательств, для обеспечения защиты раны от инфекции и реализации потребителю.

Салфетки предназначены для одноразового использования.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Не применять в случае индивидуальной непереносимости отдельных компонентов изделия.

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Проверить целостность упаковки.

Вскрыть упаковку. Извлечь Салфетки из упаковки.

Использовать по назначению.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Салфетки выпускаются в вариантах исполнения:

- Салфетки медицинские: салфетки стерильные;
- Салфетки медицинские: салфетки нестерильные;
- Салфетки медицинские: салфетки стерильные с рентгеноконтрастной нитью;
- Салфетки медицинские: салфетки нестерильные с рентгеноконтрастной нитью.

Салфетки могут изготавливаться в 2, 4, 8, 12, 16, 20, 24 и 32 сложения.

Размеры салфеток в готовом виде: 50мм x 50мм, 50мм x 75мм, 50мм x 100мм, 75мм x 50мм, 75мм x 75мм, 75мм x 100мм, 100мм x 50мм, 100мм x 60мм, 100мм x 75мм, 100мм x 100мм, 100мм x 150мм, 100мм x 200мм, 150мм x 100мм, 150мм x 150мм, 200мм x 100мм, 200мм x 200мм.

Для изготовления Салфеток применяется:

- марля медицинская с поверхностной плотностью не менее 20 г/м²;
- нетканый материал с поверхностной плотностью не менее 30 г/м².













Продольные и поперечные края Салфеток, изготовленных из марли, должны быть загнуты вовнутрь, чтобы исключалась возможность попадания нитей и кромок на поверхность раны. Салфетки нестерильные выпускаются упакованные в пакеты из бумаги или полимерного материала.

Салфетки стерильные выпускаются упакованные в пленочный полимерный материал или в пакеты из комбинированного материала или комбинированную упаковку (бумага/пленка, бумага/бумага).

Упаковка выполненная из пленочного полимерного или комбинированного материала герметична и обеспечивает стерильность салфеток в течение срока годности до вскрытия упаковки. Комбинированная упаковка (бумага/пленка, бумага/бумага) – имеет герметичные швы, целостна и обеспечивает стерильность салфеток в течении срока годности до вскрытия упаковки.

Способ стерилизации – в соответствии с инструкцией, устанавливающей метод, средства и режим стерилизации.

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ГРАФИЧЕСКИЕ СИМВОЛЫ НА УПАКОВКЕ:

 STERILE	изделия стерильно		изделия нестерильно
 LOT	номер партии		хранить в сухом месте
	не использовать повторно		использовать до
	дата изготовления		производитель
	не использовать при поврежденной упаковке		знак соответствия системы менеджмента качества
	хранить в защищенном от солнечных лучей месте		обратитесь к руководству по эксплуатации

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

Салфетки должны храниться в картонных коробках, в сухих проветриваемых помещениях при температуре от 0°C до + 30°C., на расстоянии не менее 1м от отопительных приборов. Салфетки должны быть защищены от попадания влаги, прямых солнечных лучей, ультрафиолетового света и атмосферных воздействий. Салфетки могут транспортироваться всеми видами крытых транспортных средств в соответствии с требованиями и правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие качества Салфеток требованиям СТБ 2282–2012 при соблюдении условий транспортирования и хранения, а также при соблюдении потребителем условий эксплуатации.

Срок годности стерильных Салфеток – 5 лет с даты стерилизации.

Срок хранения нестерильных Салфеток – 5 лет с даты изготовления.

ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ УТИЛИЗАЦИИ И УНИЧТОЖЕНИЯ

Утилизация Салфеток после истечения срока годности или использования в быту, а также клинических, поликлинических и иных учреждениях системы здравоохранения осуществляется в соответствии с действующими нормативными документами. Очистка, повторное использование, повторная санитарная обработка и стерилизация не допускается.

На территории Республики Беларусь по вопросам, касающимся качества Салфеток медицинских, изготовленных по СТБ 2282–2012 «Салфетки медицинские. Общие технические условия», изготовитель ООО «Ривекс», обращаться по тел. + 375 17 591 11 80.

Адрес производства: Республика Беларусь, Минская область, Смолевичский район, Китайско-Белорусский индустриальный парк "Великий камень", проспект Минский, 28