



Общество с ограниченной ответственностью «Бимед»
220124, Республика Беларусь, г. Минск, ул. М. Лынькова, 123Б
ОКПО: 379069945000, УНП 191296873
Тел/fax: (17) 250 05 88; www.bimed.by; e-mail: info@bimed.by
Текущий р/с:(IBAN): BY15MTBK30120001093300063821
в ЗАО Минский Транзитный Банк(BIC) MTBKBY22

Инструкция по применению Пластыри медицинские нестерильные «Бимед» и наборы из них

Пластыри медицинские нестерильные «Бимед» и наборы из них изготавливаются в соответствии с техническими условиями ТУ BY 191296873.001-2010 с изм.1-5.

1. Описание:

Пластыри медицинские нестерильные «Бимед» изготавливаются в наборах на различной основе: пористые влагостойкие, эластичные, на тканой и нетканой основе, на латексной и фетровой основе, в виде различных геометрических форм, а также в катушках и рулонах. Могут быть с подушечкой (с пропиткой или без пропитки), а также без нее.

В качестве пропитки может использоваться:

- 1) Для бактерицидных пластырей: антисептик хлоргексидин биглюконата 0,30% ($\pm 10\%$) на вес подушечки;
- 2) Для пластырей с гиалуроновой кислотой: гиалуроновая кислота 0,20% ($\pm 10\%$) на вес подушечки;
- 3) Для пластырей с алое вера: экстракт алое вера 1,50% ($\pm 10\%$) на вес подушечки.

2. Показания к применению:

Пластыри медицинские нестерильные «Бимед» и наборы из них обычно используются для предохранения и защиты здоровой или поврежденной кожи, имеют следующее назначение:

- как механический барьер
- для компрессии или абсорбции экссудатов
- фиксации медицинской повязки на поверхности кожи.

Пользователями пластырей могут быть как профессионалы (работники учреждений здравоохранения), так и пользователи без специальных знаний (для бытового использования).

3. Форма выпуска:

Пластыри медицинские нестерильные «Бимед» изготавливаются в виде следующих наборов (здесь и далее обозначение № соответствует количеству пластырей в наборе):

1) влагостойкие пористые цвета кожи:

- пластырь 6x10см; пластырь 1,9x7,2см; пластырь 2x7см; пластырь бактерицидный 2x7см;
- наборы № 5:
№5 (6x10см – 5 шт); №5 (2x7см – 5 шт); №5 (6x2см-5шт); №5 (диаметр 2,5см-5шт);

№5 (6x10см – 5 шт); №5 (2x7см – 5 шт); №5 (6x2см-5шт); №5 (диаметр 2,5см-5шт);
№5 (3,8x3,8см – 5шт); №5 (1,9x7,2см-5шт); №5 (7x3,8см-5шт); №5 (7x4,8см-5шт);

- наборы №10:

№10 (6x10см – 10 шт); №10 (2x7см – 10 шт); №10 (1,9x7,2см – 10 шт); №10 (6x2см-10шт);
№10 (5,6x1,9см-10шт); №10 (2,5x,7,2см – 10 шт)
№10 (диаметр 2,5см-10шт); №10 (3,8x3,8см – 10шт); №10 (7x2,4см – 10шт);
№10 (2,5x7,2см – 10 шт); №10 (4x1,7см-10шт); №10 (7x3,8см-10шт); №10 (7,2x3,8см-10шт); №10 (7x4,8см-10шт); №10 (ассорти: 2x7см – 5шт, диаметр 2,5см – 5шт);
№10 бактерицидные (7x2см-10 шт); №10 бактерицидные (6x2см-10 шт); №10 бактерицидные (7x3,8 см -10 шт); №10 бактерицидные (7x4,8см-10 шт); №10 бактерицидные (6x10см – 10 шт);
№10 с гиалуроновой кислотой (7x2см-10 шт); №10 с гиалуроновой кислотой (7x2,4 см -10 шт);
№10 с гиалуроновой кислотой (7x3,8 см -10 шт); №10 с гиалуроновой кислотой (7x4,8см-10 шт); №10 с гиалуроновой кислотой (6x10см – 10 шт);

- наборы №20:

№20 (2x7см – 20 шт); №20 (1,9x7,2см – 20 шт); №20 (6x2см-20шт); №20 (диаметр 2,5см-20шт);
№20 (3,8x3,8см-20шт); №20(7x2,4см-20шт); №20(6,4x2см –20 шт); №20(4x1,7см-20шт);
№20 (ассорти: 2x7см-5шт, 6x2см – 5шт, 4x1см-5шт, диам.2,5см-3шт, 3,8x3,8см – 2шт);
№20 (ассорти: 1,9x7,2см-5 шт, 5,6x1,9см – 5шт, 2,5x,7,2см – 5 шт, диам.2,5см-3 шт, 3,8x3,8см – 2 шт);
№20 бактерицидные (7x2см-20 шт); №20 бактерицидные (6x2см-20 шт);
№20 с гиалуроновой кислотой (7x2см-20 шт); №20 с гиалуроновой кислотой (7x2,4 см -20 шт);

- наборы №30:

№30 (2x7см – 30 шт); №30 (диаметр 2,5см-30шт);
№30 (3,8x3,8см –30шт); №30(6,4x2см – 30 шт); №30(4x1,7см-30шт);
№30 (ассорти: 2x7см-10шт, 6x2см – 10шт, 4x1см-5шт, диам.2,5см-3шт, 3,8x3,8см – 2шт);
№30 (ассорти: 1,9x7,2см-10 шт, 5,6x1,9см – 10 шт, 2,5x,7,2см – 5 шт, диам.2,5см-3 шт, 3,8x3,8см – 2 шт);

- наборы №40:

№40 (2x7см – 40 шт); №40 (диаметр 2,5см-40шт); №40 (1,9x7,2см – 40 шт);
№40 (3,8x3,8см-40шт); №40(6,4x2см – 40 шт); №40(4x1,7см-40шт);
№40 (ассорти: 2x7см-10шт, 6x2см – 10шт, 4x1см-10шт, диам.2,5см-5шт, 3,8x3,8см – 5шт);

- наборы №100:

№100(6x10см-100шт); №100(7x3,8см-100шт); №100(7x4,8см-100шт); №100(2x7см- 100шт);

- наборы №200:

№200 (2x7см – 200 шт); №200 (6x2см-200 шт); №200 (диаметр 2,5см-200шт);
№200 (3,8x3,8см-200шт); №200 (6,4x2см-200шт); №200 (1,9x7,2см – 200 шт);

2) пористые цвета кожи на нетканой основе с эффектом эластичности:

- пластырь глазной 9,5x6,5см;

- наборы №5:

№5 (2x7см – 5 шт); №5 (6x2см-5шт); №5 (3,8x3,8см – 5шт); №5 (1,9x7,2см-5шт);
№5 глазные (6 x 5 см – 5 шт); №5 глазные (8 x 5,7 см – 5 шт); №5 глазные (8,5 x 5,9 см – 5 шт); №5 глазные (9,5 x 6,5 см – 5 шт)

- наборы №10:

№10 (2x7см – 10 шт); №10 (6x2см – 10шт), №10 (3,8x3,8см – 10шт); №10 (1,9x7,2см-5шт); №10 глазные (6 x 5 см – 10 шт); №10 глазные (8 x 5,7 см – 10 шт); №10 глазные (8,5 x 5,9 см – 10 шт); №10 глазные (9 x 6,5 см – 10 шт);

- наборы №20:

№20 (2x7см – 20 шт); №20 (3,8x3,8см – 20шт); №20 (1,9x7,2см – 20 шт);
№20 (ассорти: 2x7см-5шт, 6x2см – 5шт, 4x1см-5шт, диам.2,5см-3шт, 3,8x3,8см – 2шт);
№20 глазные (6 x 5 см – 20 шт); №20 глазные (8 x 5,7 см – 20 шт); №20 глазные (8,5 x 5,9 см – 20 шт);
№20 (ассорти: 1,9x7,2см-5 шт, 5,6x1,9см – 5шт, 2,5x,7,2см – 5 шт, диам.2,5см-3 шт, 3,8x3,8см – 2 шт);

- наборы №30:

№30 (2x7см – 30 шт); №30 (1,9x7,2см – 30 шт);
№30 (ассорти: 2x7см-10шт, 6x2см – 10шт, 4x1см-5шт, диам.2,5см-3шт, 3,8x3,8см – 2шт);
№30 (ассорти: 1,9x7,2см-10 шт, 5,6x1,9см – 10 шт, 2,5x,7,2см – 5 шт, диам.2,5см-3 шт, 3,8x3,8см – 2 шт);

- наборы №40:

№40 (2x7см – 40 шт);

- наборы №100: №100 (6x2 см-100 шт); №100 (2x7см – 100шт);

- наборы №200:

№200 глазные (6 x 5 см – 200 шт); №200 глазные (8 x 5,7 см – 200 шт); №200 глазные (8,5 x 5,9 см – 200 шт);
№200 глазные (9,5 x 6,5 см – 200 шт)

3) белого цвета на нетканой основе «гипоаллергенные»:

- пластырь 7,5x7,5см; 7,5x10см; 5x9см; 9x10см; 9x15см; 9x20см; 8x10см; 10x15см; глазной 9,5x6,5см;
- наборы №5: №5 (2x7см-10шт); №5 (6x2см-5шт); №5 глазные (6 x 5 см – 5 шт); №5 глазные (8 x 5,7 см – 5 шт);
№5 глазные (8,5 x 5,9 см – 5 шт); №5 глазные (9,5 x 6,5 см – 5 шт)

- наборы №10:

№10 (2x7см-10шт); №10 (6x2см-10шт); №10 ассорти (2x7см – 5 шт, 6x2см-5шт); №10 (1,9x7,2см-5шт); №10
глазные (6 x 5 см – 10 шт); №10 глазные (8 x 5,7 см – 10 шт); №10 глазные (8,5 x 5,9 см – 10 шт); №10 глазные
(9,5 x 6,5 см – 10 шт);

- наборы №20:

№20 (2x7см-20шт); №20 (6x2см-20шт); №20 глазные (6 x 5 см – 20 шт); №20 глазные (8 x 5,7 см – 20 шт); №20
глазные (8,5 x 5,9 см – 20 шт);

№20 ассорти (2x7см – 10шт, 4x1см-5шт, диам.2,5 см- 3шт, 3,8x3,8см – 2шт);

- наборы №200:

№200 глазные (6 x 5 см – 200 шт); №200 глазные (8 x 5,7 см – 200 шт); №200 глазные (8,5 x 5,9 см – 200 шт);
№200 глазные (9,5 x 6,5 см – 200 шт)

4) влагостойкие пористые прозрачные (с рисунком или без рисунка):

- наборы №5:

№5 (2x7см-5шт); №5 (6x2см-5шт); №5 (диам.2,5 см-5 шт);

№5 с рисунком (6x2см -5 шт); №5 с рисунком (7см x 3,8см-5 шт);

- наборы №10:

№10 (2x7см-10шт); №10 (6x2см-10шт); №10 (диам.2,5 см-10 шт); №10 (1,9x7,2см – 10 шт);

№10 ассорти (диам.2,5 см – 5 шт, 6x2см-5шт);

№10 с рисунком (6x2см-10 шт); №10 с рисунком (7x3,8см -10 шт); №10 с рисунком (1,9x5.6см – 10 шт); №10

ассорти, с рисунком (6x2см -6 шт, 7x3,8см -4 шт);

№10 ассорти, с рисунком (6x2см -8 шт, 7x3,8см -2 шт);

№10 aloe vera (7x2см-10 шт); №10 aloe vera (7x2,4 см -10 шт); №10 aloe vera (6x10см – 10 шт);

- наборы №20:

№20 (2x7см-20шт); №20 (6x2см-20шт); №20 (диам.2,5 см-20 шт);

№20 ассорти (2x7см – 10шт, 6x2см-5шт, диам.2,5 см- 5шт);

№20 с рисунком (6x2см -20 шт); №20 ассорти, с рисунком (6x2см -10 шт, 7x3,8см -10 шт);

№20 aloe vera (7x2см-20 шт);

5) влагостойкие пористые прозрачные, ультра-тонкие, «вторая кожа»:

- наборы №5:

№5 (2x7см-5шт); №5 (3.8x3.8см-5шт);

- наборы №10:

№10 (2x7см-10шт); №10 (3.8x3.8см-10шт); №10 ассорти (2x7см – 5 шт, 3.8x3.8см-5шт);

№10 (1,9x7,2см – 10 шт); №10 (5,6x1,9см-10шт); №10 (2,5x,7,2см – 10 шт)

- наборы №20:

№20 (2x7см-20шт); №20 ассорти (2x7см – 15шт, 3.8x3.8см-5шт);

- наборы №30:

№30 (2x7см-30шт); №30 ассорти (2x7см – 25шт, 3.8x3.8см-5шт);

6) для мозолей:

- №9 латексные (9 шт); - №8 латексные для больших мозолей (8шт); - №9 фетровые (9 шт);

7) катушечные:

- на хлопковой основе

(размеры: 5мx2,5см; 5мx1,25см; 5мx1см; 5мx2см; 9мx2,5см; 9мx1.25см);

- на нетканой основе

(размеры: 5мx2,5см; 5мx1,25см; 5мx1см; 5мx2см; 9мx2,5см; 9мx1.25см);

- на пленочной основе

(размеры: 5мx2,5см; 5мx1,25см; 5мx1см; 5мx2см; 9мx2,5см; 9мx1.25см);

4. Способ применения:

Очистить и подсушить поврежденное место. Снять с пластыря защитную пленку. Наложить пластырь на поврежденное место и прижать.

5. Условия хранения:

Хранить при комнатной температуре, в условиях защиты от попадания влаги, атмосферных осадков, прямых солнечных лучей и на расстоянии не менее 1,0 м от отопительных приборов.

6. Гарантии изготовителя:

срок годности пластырей – не менее 2 лет с даты изготовления, при соблюдении надлежащих условий хранения. Срок годности указывается на упаковке.

7. Условия отпуска: без рецепта врача.

8. Изготовитель: ООО «Бимед», 220059, Республика Беларусь, г. Минск, ул. М. Лынькова, 123Б; тел/факс: (+375-17) 250-05-88; www.bimed.by; e-mail: info@bimed.by

Директор ООО «Бимед»



Л.М. Сидорик