

Инструкция по применению (текст наносится на картонную пачку)

**ПИЛЮЛЯ
ТАБЛЕТНИЦА
ОРГАНАЙЗЕР**

**Контейнер для лекарственных препаратов
ТАБЛЕТНИЦА НА НЕДЕЛЮ
ОРГАНАЙЗЕР**

Эргономичная таблетница ОРГАНАЙЗЕР с отделениями разных размеров и замком-защелкой разработана специально для активных людей, которым необходимо принимать лекарства и витамины несколько раз в день в течение недели или дольше.

Таблетница предназначена для компактного и упорядоченного хранения лекарственных средств и витаминов. Простая и удобная в использовании. Таблетница состоит из 2 блоков. Первый блок содержит 6 пронумерованных отделений, в каждое из которых помещается ежедневная доза необходимых лекарств. Второй блок состоит из 4 отделений для распределения лекарственных средств в соответствии с суточным режимом приема: утро, день, вечер и ночь.

Изготовлена из безопасного, легко моющегося пластика.

Перед использованием промойте таблетницу теплой водой с мылом, ополосните ее проточной питьевой водой и просушите.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

- откройте таблетницу и разложите ежедневные дозы лекарственных средств и витаминов в 6 отделений первого блока;
- разложите лекарства на текущий день в 4 отделения второго блока в соответствии со временем суток;
- на следующий день достаньте лекарства из одного из 6 отделений первого блока и разложите их в отделения второго блока в соответствии со временем суток.

Срок годности не ограничен.

Производитель: Ningbo Suntem Industry & Trading Co, Ltd., Xinzhoang Village Gaoqiao Town, Yinzhou District, Ningbo City, Zhejiang Province, P.R.China. Нинбо Сантем Индастри энд Трейдинг Ко., Лтд, Синьчжуан Вилладж, Гаоцяо Таун, Иньчжоу Дистрикт, Нинбо Сити, Чжэцзян Провинс, Китай.



Инструкция по применению (текст наносится на картонную пачку)

ПИЛЮЛЯ ТАБЛЕТНИЦА С ВРАЩАЮЩЕЙСЯ КРЫШКОЙ

Контейнер для лекарственных препаратов ТАБЛЕТНИЦА НА НЕДЕЛЮ С ВРАЩАЮЩЕЙСЯ КРЫШКОЙ

Необычный дизайн таблетницы ПИЛЮЛЯ С ВРАЩАЮЩЕЙСЯ КРЫШКОЙ разработан специально для активных людей, которым необходимо принимать лекарства и витамины в течение недели или дольше.

Таблетница ПИЛЮЛЯ предназначена для компактного и упорядоченного хранения лекарственных средств и витаминов. Простая и удобная в использовании. Таблетница содержит 7 отделений, которые соответствуют дням недели: ПН, ВТ, СР, ЧТ, ПТ, СБ и ВС.


Изготовлена из безопасного, легко моющегося пластика.

Перед использованием промойте таблетницу теплой водой с мылом, ополосните ее проточной питьевой водой и просушите.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

- откройте верхнюю крышку таблетницы;
- поворачивайте прозрачную крышку, последовательно открывая отделения соответствующие дням недели, и раскладывайте лекарственные средства или витамины по отделениям;
- когда продукция разложена, поверните прозрачную крышку таким образом, чтобы все отделения были закрыты;
- закройте верхнюю крышку таблетницы.

Срок годности не ограничен.

 **Производитель:** Ningbo Suntem Industry & Trading Co, Ltd., Xinzhoang Village Gaoqiao Town, Yinzhou District, Ningbo City, Zhejiang Province, P.R.China. Нинбо Сантем Индастри энд Трейдинг Ко., Лтд, Синьчжуан Вилладж, Гаоцяо Таун, Иньчжоу Дистрикт, Нинбо Сити, Чжэцзян Провинс, Китай.



Инструкция по применению (текст наносится на картонную пачку)

ТАБЛЕТНИЦА ПИЛЮЛЯ ТРАНСФОРМЕР

Контейнер для лекарственных препаратов ТАБЛЕТНИЦА НА НЕДЕЛЮ

Вместительная, красочная таблетница разработана специально для активных людей, которым необходимо принимать лекарства и витамины в течение недели или дольше.

Таблетница предназначена для компактного и упорядоченного хранения лекарственных средств и витаминов. Простая и удобная в использовании. Состоит из 7 отсеков, которые соответствуют дням недели: ПН, ВТ, СР, ЧТ, ПТ, СБ и ВС. Любой отсек с определенным днем недели для удобства можно отсоединить.

Изготовлена из безопасного, легко моющегося пластика.

Перед использованием промойте таблетницу теплой водой с мылом, ополосните ее проточной питьевой водой и просушите.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

- откройте крышки;
- разложите лекарственные средства или витамины по отделениям в соответствии с днем недели;
- закройте крышки;
- отсоедините и возьмите с собой один/несколько отсеков с лекарствами, если это необходимо.

Срок годности не ограничен.

 **Производитель:** Ningbo Suntem Industry & Trading Co, Ltd., Xinzhoang Village Gaoqiao Town, Yinzhou District, Ningbo City, Zhejiang Province, P.R.China. Нинбо Сантем Индастри энд Трейдинг Ко., Лтд, Синьчжуан Вилладж, Гаоцяо Таун, Иньчжоу Дистрикт, Нинбо Сити, Чжэцзян Провинс, Китай.



Инструкция по применению (текст наносится на картонную пачку)

ТАБЛЕТНИЦА ПИЛЮЛЯ ТРАНСФОРМЕР ДВОЙНОЙ

Контейнер для лекарственных препаратов ТАБЛЕТНИЦА НА НЕДЕЛЮ

Вместительная, красочная таблетница разработана специально для активных людей, которым необходимо принимать лекарства и витамины несколько раз в день в течение недели или дольше.

Таблетница предназначена для компактного и упорядоченного хранения лекарственных средств и витаминов. Состоит из 7 двойных отсеков, которые соответствуют дням недели: ПН, ВТ, СР, ЧТ, ПТ, СБ и ВС. Каждый отсек имеет отделения в соответствии с суточным режимом приема: утро и вечер. Любой отсек с определенным днем недели для удобства можно отсоединить.


Изготовлена из безопасного, легко моющегося пластика.

Перед использованием промойте таблетницу теплой водой с мылом, ополосните ее проточной питьевой водой и просушите.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

- откройте крышки;
- разложите лекарственные средства или витамины по отделениям в соответствии с днем недели и временем суток;
- закройте крышки;
- отсоедините и возьмите с собой один/несколько отсеков с лекарствами, если это необходимо.

Срок годности не ограничен.

 **Производитель:** Ningbo Suntem Industry & Trading Co, Ltd., Xinzhoang Village Gaoqiao Town, Yinzhou District, Ningbo City, Zhejiang Province, P.R.China. Нинбо Сантем Индастри энд Трейдинг Ко., Лтд, Синьчжуан Вилладж, Гаоцяо Таун, Иньчжоу Дистрикт, Нинбо Сити, Чжэцзян Провинс, Китай.



Инструкция по применению (текст наносится на картонную пачку)

ТАБЛЕТНИЦА ПИЛЮЛЯ ЦИЛИНДР

Контейнер для лекарственных препаратов ТАБЛЕТНИЦА НА НЕДЕЛЮ

Стильная дизайнерская таблетница разработана специально для активных людей, которым необходимо принимать лекарства и витамины несколько раз в день в течение недели или дольше.

Таблетница предназначена для компактного и упорядоченного хранения лекарственных средств и витаминов. Простая и удобная в использовании. Таблетница содержит 7 отделений, которые соответствуют дням недели: ПН, ВТ, СР, ЧТ, ПТ, СБ и ВС. Каждый контейнер состоит из 4 отделений для распределения лекарств в соответствии с суточным режимом приема: утро, день, вечер и ночь. Для людей с ослабленным зрением нанесены символы Брайля. Изготовлена из безопасного, легко моющегося пластика.

Перед использованием промойте таблетницу теплой водой с мылом, ополосните ее проточной питьевой водой и просушите.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

- снимите с таблетницы верхнюю прозрачную крышку и достаньте контейнеры;
- откройте крышки контейнеров;
- разложите лекарственные средства или витамины по отделениям в соответствии с днем недели и временем суток;
- закройте крышки контейнеров и положите их обратно в таблетницу;
- закройте таблетницу;
- возьмите с собой один/несколько контейнеров, если это необходимо.

Срок годности не ограничен.

 **Производитель:** Ningbo Suntem Industry & Trading Co, Ltd., Xinzhoang Village Gaoqiao Town, Yinzhou District, Ningbo City, Zhejiang Province, P.R.China. Нинбо Сантем Индастри энд Трейдинг Ко., Лтд, Синьчжуан Вилладж, Гаоцяо Таун, Иньчжоу Дистрикт, Нинбо Сити, Чжэцзян Провинс, Китай.



Инструкция по применению (текст наносится на картонную пачку)

ТАБЛЕТНИЦА ПИЛЮЛЯ ДОМАШНЯЯ

Контейнер для лекарственных препаратов ТАБЛЕТНИЦА НА НЕДЕЛЮ

Яркая, вместительная таблетница разработана специально для людей, которым необходимо принимать лекарства и витамины несколько раз в день в течение недели или дольше, для использования дома и/или в условиях стационара.

Таблетница предназначена для компактного и упорядоченного хранения лекарственных средств и витаминов. Таблетница содержит 28 отделений, которые соответствуют дням недели: ПН, ВТ, СР, ЧТ, ПТ, СБ и ВС, а также суточному режиму приема лекарств: утро, день, вечер и ночь.

Изготовлена из безопасного, легко моющегося пластика.

Перед использованием промойте таблетницу теплой водой с мылом, ополосните ее проточной питьевой водой и просушите.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

- откройте крышки отделений;
- разложите лекарственные средства или витамины по отделениям в соответствии с днем недели и временем суток;
- закройте крышки.

Срок годности не ограничен.

 **Производитель:** Ningbo Suntem Industry & Trading Co, Ltd., Xinzhoang Village Gaoqiao Town, Yinzhou District, Ningbo City, Zhejiang Province, P.R.China. Нинбо Сантем Индастри энд Трейдинг Ко., Лтд, Синьчжуан Вилладж, Гаоцяо Таун, Иньчжоу Дистрикт, Нинбо Сити, Чжэцзян Провинс, Китай.



Инструкция по применению (текст наносится на картонную пачку)

ТАБЛЕТНИЦА ПИЛЮЛЯ ДОРОЖНАЯ

Контейнер для лекарственных препаратов ТАБЛЕТНИЦА НА НЕДЕЛЮ

Яркая, удобная таблетница разработана специально для путешественников, которым необходимо принимать лекарства и витамины несколько раз в день в течение недели или дольше.

Таблетница ПИЛЮЛЯ предназначена для компактного и упорядоченного хранения лекарственных средств и витаминов. Таблетница содержит 7 отделений, которые соответствуют дням недели: ПН, ВТ, СР, ЧТ, ПТ, СБ и ВС. Каждый контейнер состоит из 4 отделений для распределения лекарств в соответствии с суточным режимом приема: утро, день, вечер и ночь. Для людей с ослабленным зрением нанесены символы Брайля.

Изготовлена из безопасного, легко моющегося пластика.

Перед использованием промойте таблетницу теплой водой с мылом, ополосните ее проточной питьевой водой и просушите.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

- откройте верхнюю прозрачную крышку таблетницы;
- откройте крышки контейнеров;
- разложите лекарственные средства или витамины по отделениям в соответствии с днем недели и временем суток;
- закройте крышки контейнеров;
- закройте верхнюю прозрачную крышку таблетницы;
- возьмите с собой один/несколько контейнеров с лекарствами, если это необходимо.

Срок годности не ограничен.

 **Производитель:** Ningbo Suntem Industry & Trading Co, Ltd., Xinzhoang Village Gaoqiao Town, Yinzhou District, Ningbo City, Zhejiang Province, P.R.China. Нинбо Сантем Индастри энд Трейдинг Ко., Лтд, Синьчжуан Вилладж, Гаоцяо Таун, Иньчжоу Дистрикт, Нинбо Сити, Чжэцзян Провинс, Китай.



Инструкция по применению (текст наносится на картонную пачку)

ТАБЛЕТНИЦА ПИЛЮЛЯ ВИТАМИНКА

Контейнер для лекарственных препаратов ТАБЛЕТНИЦА НА НЕДЕЛЮ

Яркий дизайн таблетницы разработан специально для детей и будущих мам. Таблетница предназначена для компактного и упорядоченного хранения лекарственных средств и витаминов. Простая и удобная в использовании. Таблетница имеет 7 отделений. Изготовлена из безопасного, легко моющегося пластика.

Перед использованием промойте таблетницу теплой водой с мылом с последующим ополаскиванием проточной питьевой водой и просушиванием.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

- откройте крышки отделений;
- разложите лекарственные средства или витамины по отделениям в соответствии с днем недели;
- закройте крышки.

Срок годности не ограничен.

 **Производитель:** Ningbo Suntem Industry & Trading Co, Ltd., Xinzhoang Village Gaoqiao Town, Yinzhou District, Ningbo City, Zhejiang Province, P.R.China. Нинбо Сантем Индастри энд Трейдинг Ко., Лтд, Синьчжуан Вилладж, Гаоцяо Таун, Иньчжоу Дистрикт, Нинбо Сити, Чжэцзян Провинс, Китай.



Инструкция по применению (текст наносится на картонную пачку)

ТАБЛЕТНИЦА ПИЛЮЛЯ С ДЕЛИТЕЛЕМ

Контейнер для лекарственных препаратов ТАБЛЕТНИЦА С ДЕЛИТЕЛЕМ

Компактная таблетница С ДЕЛИТЕЛЕМ разработана специально для активных людей, которым необходимо принимать лекарства и витамины, в том числе разделенные на части или измельченные, несколько раз в день.

Таблетница предназначена для компактного и упорядоченного хранения лекарственных средств и витаминов.

Простая и удобная в использовании. Таблетница содержит нож-делитель для лекарств и 2 отделения для хранения.


Изготовлена из безопасного, легко моющегося пластика.

Перед использованием промойте таблетницу теплой водой с мылом, ополосните ее проточной питьевой водой и просушите.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

- откройте крышку таблетницы;
- положите лекарство в верхнюю часть таблетницы для деления;
- плавно закройте крышку до упора;
- разложите лекарства по отделениям для хранения.

Срок годности не ограничен.

 **Производитель:** Ningbo Suntem Industry & Trading Co, Ltd., Xinzhoang Village Gaoqiao Town, Yinzhou District, Ningbo City, Zhejiang Province, P.R.China. Нинбо Сантем Индастри энд Трейдинг Ко., Лтд, Синьчжуан Вилладж, Гаоцяо Таун, Иньчжоу Дистрикт, Нинбо Сити, Чжэцзян Провинс, Китай.



Инструкция по применению (текст наносится на картонную пачку)

**ТАБЛЕТНИЦА
ПИЛЮЛЯ
С ДЕЛИТЕЛЕМ,
РАЗМЕЛЬЧИТЕЛЕМ
И МЕНЗУРКОЙ**

**Контейнер для лекарственных препаратов
ТАБЛЕТНИЦА
С ДЕЛИТЕЛЕМ, РАЗМЕЛЬЧИТЕЛЕМ
И МЕНЗУРКОЙ**

Многофункциональная таблетница С ДЕЛИТЕЛЕМ, РАЗМЕЛЬЧИТЕЛЕМ И МЕНЗУРКОЙ разработана специально для применения в дороге.

Идеально подходит для родителей с детьми.

Таблетница предназначена для компактного и упорядоченного хранения лекарственных средств и витаминов. Простая и удобная в использовании. Таблетница содержит отделения для хранения, деления и размельчения лекарств, а также дозируемую мензурку для приема жидкости.

Изготовлена из безопасного, легко моющегося пластика.

Перед использованием промойте таблетницу теплой водой с мылом, ополосните ее проточной питьевой водой и просушите.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:


Отделение деления. Откройте крышку отделения и положите лекарство в углубленную часть для деления. Плавно закройте крышку до упора.

Отделение хранения. Снимите верхнюю часть для деления, разложите лекарства по отделениям, наденьте обратно верхнюю часть таблетницы.

Отделение размельчения. Откройте нижнюю часть таблетницы, поместите лекарство в углубление, медленно закручивайте нижнюю часть обратно до полного измельчения лекарства.

Мензурка. Для использования мензурки снимите верхнюю часть для деления и выньте отделение для хранения. Полный объем мензурки составляет 30 мл, объем нижней части мензурки – 10 мл.

Срок годности не ограничен.

 **Производитель:** Ningbo Suntem Industry & Trading Co, Ltd., Xinzhoang Village Gaoqiao Town, Yinzhou District, Ningbo City, Zhejiang Province, P.R.China. Нинбо Сантем Индастри энд Трейдинг Ко., Лтд, Синьчжуан Вилладж, Гаоцяо Таун, Иньчжоу Дистрикт, Нинбо Сити, Чжэцзян Провинс, Китай.

